

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-03

Reference™

Unser gepudelter Untersuchungs-
handschuh aus Latex / Our powdered latex
examination glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1121XS	Extra-Small	min. 240	< 80	06177515
1121S	Small	min. 240	80 ± 10	06177521
1121M	Medium	min. 240	95 ± 10	06177538
1121L	Large	min. 240	110 ± 10	06177544
1121XL	Extra-Large	min. 240	> 110	02243899

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	min. 0.08
Handfläche / Palm	min. 0.10
Finger / Finger	min. 0.11

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	AQL 1,5	< 300 (CFU = colony- forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Latexuntersuchungshandschuh, gepudert, unsteril, mikrogeraut,
mit Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. /
Latex examination glove, powdered, non-sterile, micro-rough,
beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Naturkautschuklatex, Sulfur, ZnO, Dithiocarbamate, TiO₂, KOH,
Puder: Maisstärke (USP Grade). /
Natural Rubber Latex, Sulphur, ZnO, Dithiocarbamate, TiO₂,
KOH, Powder: Corn starch (USP grade).

Frei von: MBT und Thiuramen
Free of: MBT and Thiurams

Verpackung / Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (kühl und trocken
lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem
Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C
vermeiden). /

5 years (store in a cool and dry place, protect against sunrays an
fluorescent light, avoid temperatures below 5 °C and exceeding
35 °C)

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- MDD 93/42/EWG: Medizinprodukt der Klasse I Regel
1/ Medical Product of class I rule 1

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de. *Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de. *This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.