

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-04

Gentle Skin® grip

Unser griffigster Latexhandschuh /
Our grippiest latex glove



Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1221GRIP-XS	Extra-Small	min. 240	≤ 80	02470253
1221GRIP-S	Small	min. 240	80 ± 10	02470282
1221GRIP-M	Medium	min. 240	95 ± 10	02470299
1221GRIP-L	Large	min. 240	110 ± 10	02470307
1221GRIP-XL	Extra-Large	min. 240	≥ 110	02470313

Wandstärke / Thickness (mm)	
Schaft / Cuff	min. 0,080 mm
Handfläche / Palm	min. 0,110 mm
Finger / Finger	min. 0,120 mm

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	AQL 1,5	< 300 (CFU = colony- forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

Prüfnormen / Testing standards	
EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -4 / -5	Ja / Yes
EN 16523-1	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description

Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Latex examination glove, natural white, powderfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Naturkautschuklatex, Sulfur, Zinkoxid, ZDEC, ZDBC, TiO₂, Antioxidans, Acrylpolymer. / Natural rubber latex, sulphur, zinc oxide, ZDEC, ZDBC, TiO₂, antioxidant, acrylic polymer.
Frei von: MBT und Thiuramen
Free of: MBT and Thiurams

Oberflächenbehandlung / Surface treatment

Polymerbeschichtung / Polymer coating

Verpackung / Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /
100 pcs. per package; 10 packages per carton

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. /

5 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight and fluorescent lighting. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 35 °C.

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1/ Medical product of class I rule 1
- Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung) / Personal protective equipment Cat. III (for more information see primary packaging)
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de. *Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische oder anaphylaktische Reaktionen hervorrufen kann

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de. *This product contains natural rubber latex, which may cause allergies and / or anaphylactic reactions.