

## Nitril® 3000

Unser weißer Nitriluntersuchungs- und Schutzhandschuh / Our white nitrile examination and protective glove



### Physikalische Eigenschaften / Physical properties

REF	Größe / Size	Länge / Length (mm)	Breite / Width (mm)	PZN
1280XS	Extra-Small	min. 240	≤ 80	06966703
1280S	Small	min. 240	80 ± 10	06967967
1280M	Medium	min. 240	95 ± 10	06968056
1280L	Large	min. 240	110 ± 10	06968300
1280XL	Extra-Large	min. 240	≥ 110	06968381

#### Wandstärke / Thickness (mm)

Schaft / Cuff	0,060 mm ± 0,020
Handfläche / Palm	0,070 mm ± 0,020
Finger / Finger	0,100 mm ± 0,020

Reißkraft / Tensile strength (N)	AQL	Bioburden (CFU)
Vor Alterung / Before aging ≥ 6 N	AQL 1,5	< 300 (CFU = colony- forming unit)
Nach Alterung / After aging ≥ 6 N		

#### Prüfnormen / Testing standards

EN 455-1 / -2 / -3 / -4	Ja / Yes
EN 374-1 / -2 / -4 / -5	Ja / Yes
EN 16523-1	Ja / Yes
EN 420	Ja / Yes

### Allgemeine Informationen / General information

#### Produktbeschreibung / Product description

Nitriluntersuchungshandschuh, weiß, puderfrei, latexfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch. / Nitrile examination glove, natural white, powderfree, latexfree, non-sterile, textured, beaded cuff, ambidextrous, disposable.

#### Inhaltsstoffe / Ingredients

Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Sulfur, Zinkoxid, ZDEC, ZDBC, TiO<sub>2</sub>, KOH, Farbpigment. / NBR acrylonitrile butadiene rubber, antioxidant, sulphur, zinc oxide, ZDEC, ZDBC, TiO<sub>2</sub>, KOH, color pigment.  
Frei von: MBT und Thiuramen  
Free of: MBT and Thiurams

#### Oberflächenbehandlung / Surface treatment

Polymerbeschichtung / Polymer coating

#### Verpackung / Packaging

100 Stück pro Packung; 10 Packungen pro Karton /  
100 pcs. per package; 10 packages per carton

#### Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Avoid temperatures below 5 °C and higher than 35 °C.

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2016
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I Regel 1/ Medical product of class I rule 1
- Verordnung (EU) 2016/425: Persönliche Schutzausrüstung Kat. III (weitere Informationen siehe Primärverpackung) / Personal protective equipment Cat. III (for more information see primary packaging)
- Lebensmittelkonformität gem. EG-Verordnung / Food Compliance acc. to EC Directive 1935/2004

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de)