





Beleuchtungsstärke	2 x 100 000 Lux à 1.0 m
Beleuchtungsfeld (D10)	18 cm à 1.0 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	94
Farbtemperatur	4 700 K
Ausleuchtungstiefe	74 cm
Anzahl LEDs	9
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leistungsaufnahme	2 x 40 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtengehäuse	Polyamid (PA)
Gewicht (Netto)	30 kg (Duo total)
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Dimmung	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage)
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Sterilisierbarer Handgriff, Hochwertiges Armsystem, , Diamantoptik
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
Zubehör	Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug, Zwischendeckenadapter
Bestellnr.-Nr.	D16201000-00811242

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

