


Tragbares USB-Endoskop




GT-28

- ✓ Tragbarer, ergonomisch geformter Griff
- ✓ Kann an Mobiltelefone, Tablets und Computer angeschlossen werden
- ✓ Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Diagnose- und Behandlungsanforderungen



1. Objektiv
2. LED
3. Kanalausgang

Tragbares USB-Endoskop



Modell	Durchmesser des Einführschlauchs	Sichtfeld	Durchmesser am distalen Ende	Beobachtungsbereich	Instrumentenkanal	Biegbarkeit	Bildausgabe
GT-58(B)	Φ5,8 mm	140°	2,6 mm	3–2000	650 mm	180° nach oben und unten	USB an Computer oder Mobiltelefon usw.