



# Durati Vet

Akkuschermaschine für SnapOn-Scherköpfe

## Akkuschermaschine Durati VET

Die Durati für den speziellen Einsatz im tierärztlichen Bereich mit einem Scherkopf für die hautnahe Schur in bewährter Aesculap Qualität. Leicht, optimal ausbalanciert und sehr griffig leistet die Durati mit langer Akkulaufzeit einen perfekten Assistenzjob!

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3.500 Hüben pro Minute für exaktes Freischeren
- starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von über 3 Stunden
- mit enormer Durchzugskraft auch für verklebte und verkrustete Stellen
- ergonomisch geformter Griffbereich für eine exakte Führung
- ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht
- Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku
- inkl. Scherkopf GT310 #40 (0,25 mm)

Set beinhaltet:

- 1 x Akkuschermaschine Durati VET,
- 1 x Akku,
- 1 x Scherkopf GT310 #40 (0,25 mm),
- 1 x Aesculap Öl (GT604),
- 1 x Bedienungsanleitung



### Technische Daten

Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe	
GT454-NB	blau	1/9

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku	Scherkopfgröße	Schurhöhe	
GT310	Aesculap Scherkopf SnapOn		40	0,25 mm	1/10/50
XT431	Ersatzakku für Schermaschine	2.850 mAh			1/20