



Aesculap Vega II

Akkutrimmer für Veterinäre

Aesculap Akkuschermaschine Vega II

Die komplett überarbeitete Veterinär-Tierschermaschine Vega II mit 3 Geschwindigkeitsstufen überzeugt mit einen neuen, leistungsstarken Akku für bis zu 3 Stunden Laufzeit, sowie mit einer elektronischen Leistungssteuerung „Speed Control“, die jede noch so schwierige Fellsorte verlässlich abschert.

- sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Edelstahl)
- liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form
- arbeitet sehr leise und ohne Vibration
- kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden
- ohne Werkzeug abnehmbarer Scherkopf für einfache Reinigung
- feingezahnter Präzisions-Scherkopf mit integrierter 3-stufiger Schnittlängenverstellung (0,5/1,5/2,5 mm)

Speed Control: Elektronische Regelung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Fellbedingungen für gleichmäßige Schergeschwindigkeit

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf (GT606), 5 x Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm), 1 x Bürste, 1 x Ladestation, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	GT412
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 5.500 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min / ca. 6.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.200 mAh
Akkulaufzeit	180 min
Akkuladezeit	130 min
Scherbreite	40 mm
Schurhöhe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Geschwindigkeitsstufen	3 Geschwindigkeitsstufen
Schalldruckpegel	60 dB
Akku-Ladezustand Anzeige	5-stufig
Abmessungen	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Gewicht	250 g

Art. Nr.	Scherbreite			€
GT412	40 mm	1/8	180	

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT606	Ersatzscherkopf für Akkurata/Vega	1/10/120	
GT606D	Ersatzscherkopf für Akkurata/Vega mit DLC	1/10/120	



Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

GT412=PI_Vega_II_202412_DE