



Die perfekte Wahl für kleine und mittlere Haustiere. Die robuste und leicht zu reinigende rutschfeste Wiegeplattform hat eine Größe von 71 x 41 cm und bietet ausreichend Platz für Katzen und Hunde sowie andere Haustiere bis zu einem Gewicht von 100 kg. Unser MV303600 ist eine praktische Hilfe bei der Überwachung des Gewichts Ihres Haustieres. Die Tara- und HOLD-Funktion hilft Ihnen dabei, schnelle und genaue Wiegeergebnisse zu ermitteln. Mit der Tara-Funktion können Sie unerwünschtes Gewicht wie eine zusätzliche Abdeckung vom dem Wiegeergebnis entfernen. Die HOLD-Funktion hilft dabei, schnell eine stabile Gewichtsmessung durchzuführen, selbst wenn sich das Tier auf der Plattform bewegt. Die Waage wird von Tierarztpraxen, Züchtern und privaten Tierbesitzern zu Hause verwendet.

Technische Daten:

Tragkraft:	100 kg
Teilung:	50 g
Abmessungen:	716 mm x 40 mm x 412 mm
Eigengewicht:	8 kg
Funktionen:	Automatische Nullstellung, Batteriestandsanzeige, automatische Abschaltung, HOLD-Funktion, Tara-Funktion, Einheitenumstellung
Stromversorgung:	2 AAA Batterien