

BUSTER Extreme Hundemaulkorb

- Leicht zu montieren
- Strapazierfähig und langlebig, aber dennoch flexibel und weich
- Variable Krageneinstellung
- Sicherer und starker Maulkorb für Hunde mit strategischem Zusatz von Streben im vorderen Nasenbereich, um alle Möglichkeiten des Beißens zu eliminieren
- Hundefreundlichkeit in Bezug auf Fütterung (Knabberzeug und Wasser) und Hecheln

Der BUSTER Maulkorb ist bequemer Maulkorb für Hunde der vor Bissen schützt.

Der Sicherheitsriemen sorgt dafür, dass der Maulkorb immer an seinem Platz bleibt, und er verfügt über zwei zusätzliche Punkte zur sicheren Befestigung. Die Schlaufe an der Unterseite ist so konzipiert, dass sie am normalen Halsband Ihres Hundes befestigt werden kann.

Der Maulkorb hat eine sichere Metallschnalle mit vorgelochtem Gurtband, um eine einfache Einstellung und einen guten Sitz zu gewährleisten. Der BUSTER Extreme Dog Muzzle ist aus spritzgegossenem Thermoplastik-Gummi hergestellt, der extrem robust und langlebig ist.

Die Neoprenpolsterung im Inneren der Gurtbänder sorgt dafür, dass der Hund es bequem und komfortabel tragen kann. Der Hund kann hecheln, trinken und Leckerlis bekommen, um ein ruhigeres Lebensgefühl zu belohnen.



Robustes und langlebiges Material für Sicherheitszwecke



Erlaubt Trinken, Hecheln und Erbrechen



Hemmt das Beißen, Kauen und Bellen



Schwierig für den Hund, sich zu befreien



BUSTER


be

Größenbestimmung

Am besten wählen Sie die Modellgröße anhand der Richtlinien für Gewicht und Rasse, sofern Ihr Hund nicht über- oder untergewichtig ist.

Wenn Ihr Hund nicht das Idealgewicht hat oder zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir Ihnen, diese Messanleitung zu verwenden:

- Messen Sie mit einem weichen Maßband die Länge der Schnauze Ihres Hundes von der Nasenspitze bis zu dem Punkt, an dem die Schnauze nach oben zu den Augen hin abfällt, wie in der Zeichnung dargestellt
- Messen Sie dann die breiteste Stelle der Schnauze Ihres Hundes bei geschlossenem Maul



Richtwert für Gewicht und Rasse:

Kat. Nr.	Größe	Ungefähres Gewicht des Hundes (kg/lbs)	Beispielrassen (durchschnittliche Größe der Erwachsenen)	Länge der Schnauze (cm / inch)	Umfang der Schnauze (cm / inch)	Einstellbarer Halsumfang (cm/Zoll)
272351	Größe 1	4,5 bis 7 kg 10 bis 15 Pfund	Bischof Frise, Dackel, Zwergpinscher, großer Chihuahua, Jack Russell	5,5 cm / 2,1 in	21,5 cm / 8,4 in	20 cm / 7.8 in bis 39 cm / 15,3 Zoll
272352	Größe 2	5,5 bis 11 kg 12 bis 25 Pfund	Border Terrier, Jack Russell, Cocker Spaniel, Kleinbeagle, Zwergpudel, Sheltie	6,5 cm / 2,5 in	27 cm / 10.6 in	21 cm / 8,2 in bis 44 cm / 17.3 in
272353	Größe 3	11 bis 20 kg 25 bis 45 Pfund	Border Collie, Großer Beagle, Corgi, Vizsla, Standardpudel	7 cm / 2.7 in	30 cm / 11.8 in	27 cm / 10.6 in bis 52 cm / 20.4 in
272354	Größe 4	18 bis 29 kg 40 bis 65 Pfund	Springer Spaniel, Dalmatiner, Vorstehhunde, kleiner Pitbull, Sennenhund	8 cm / 3.1 in	34 cm / 13.3 in	29 cm / 11.4 in bis 58 cm / 22.8 in
272355	Größe 5	27 bis 40 kg 60 bis 90 Pfund	Labrador, Golden Retriever, Dobermann, Deutscher Schäferhund, Greyhound, Weimaraner, Husky, Großer Pitbull, Boxer	9,2 cm / 3,6 in	39 cm / 15.3 in	34 cm / 13.3 in bis 60 cm / 23.6 in
272356	Größe 6	36 bis 68 kg 80 bis 150 Pfund	Deutsche Dogge, Mastiff, Neufundländer, Rottweiler, Riesenschnauzer, X-Large Pit Bull, Großer Deutscher Schäferhund	10,5 cm / 4,1 in	43 cm / 16.9 in	36 cm / 14.1 in bis 71 cm / 27.9 in

Der BUSTER Extreme Dog Muzzle ist waschbar und kann sterilisiert werden.

Nicht verwenden, wenn er beschädigt ist. Lassen Sie Ihren Hund nicht ohne Aufsicht mit einem Maulkorb.



Weiche Neoprenpolsterung für zusätzlichen Komfort



Der Überkopfgurt wird direkt mit dem hinteren Gurt verbunden



Erlaubt Hecheln und Behandeln



Hergestellt in China

Nur für den tierärztlichen Gebrauch

BUSTER