

Sichtbar sicher: Innovative KRUUSE SafeVet® Foley Katheter

Neuer Ventil-Mechanismus garantiert korrekte Entfernung durch Anzeigen eines entleerten Ballons

DK-Langeskov, Juli 2024

Ventil abschrauben, Ballon entleeren und Katheter sicher entfernen: Die Innovation von KRUUSE sorgt dafür, dass Foley Katheter nicht mehr herausgezogen werden, obwohl der Ballon noch aufgeblasen ist. Als erster Anbieter bringt das dänische Unternehmen Foley Katheter mit einem optischen Sicherheitsmechanismus auf den Markt: Wenn das Ventil geschlossen ist, kann der Ballon noch voll sein. Wird das KRUUSE SafeVet® Ventil abgeschraubt, entleert sich der Ballon sofort und der KRUUSE SafeVet® Foley Katheter lässt sich sicher entfernen. Ein offenes Ventil zeigt also: Alles ist richtig!

Die schlimmsten Fehler sind die, die leicht hätten vermieden werden können

Habe ich den Ballon geleert? Diese Frage kommt im Praxisalltag häufig auf. *„Die schlimmsten Fehler sind die, die leicht hätten vermieden werden können. Daher freuen wir uns, mit unserer neuen Generation von Foley Kathetern Schmerz oder Verletzung zu verhindern und zum Schutz der Patienten beizutragen“*, betont Allan Lillebæk Nielsen, Regional Export Manager KRUUSE. *„Ab sofort reicht ein Blick auf das Ventil, um eine risikolose Entfernung zu garantieren und Tierärzten Gewissheit zu geben, alles korrekt zu machen.“* Die neuen KRUUSE SafeVet® Foley Katheter werden zunächst für Hunde angeboten. Eine Serie für Katzen ist in Planung. *„Es besteht auch bereits Interesse aus der Humanmedizin, den KRUUSE Mechanismus zu übernehmen.“*, so Allan Lillebæk Nielsen.

KRUUSE SafeVet® Foley Katheter: Designed in Dänemark für eine behutsame Behandlung

Die innovativen 2-Wege SafeVet® Foley Katheter von KRUUSE sind in acht Größen erhältlich und lassen sich durch eine Farbcodierung am Ventil gut unterscheiden. Die Produkte eignen sich auch für die Langzeit-Katheterisierung und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Die abgerundete Spitze gewährleistet einfaches Einführen und minimales Trauma
- Ein Stilet für die Steifigkeit verringert zusätzlich das Traumarisiko und erleichtert das Einführen
- Atraumatische Seitenlöcher sorgen für eine gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung
- Röntgensichtbarkeit ist durch eine röntgendichte Line gegeben
- KRUUSE SafeVet® Foley Katheter bestehen aus 100% biokompatiblen Silikon. Sie sind daher besonders patientenfreundlich und verträglich

Die neuen KRUUSE SafeVet® Foley Katheter können über den Veterinär-Großhandel bezogen werden.

[kruise.com](https://www.kruise.com)



Über KRUUSE

Seit 1896 spezialisiert auf innovative Lösungen, die die Gesundheit von Tieren verbessern: KRUUSE zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Veterinärbedarf. Tierärztinnen in über 100 Ländern vertrauen den Produkten des dänischen Unternehmens und schätzen Qualität und Service. Ein zentraler Faktor für den Erfolg ist der starke Fokus auf Forschung und Entwicklung. So gelingt es KRUUSE seit über 125 Jahren immer wieder, Innovationen mit hoher Funktionalität und Mehrwert für die veterinärmedizinische Praxis zu entwickeln und damit Maßstäbe zu setzen.

Pressekontakt:

pure brands - public relations for brands
Dr. Stefanie Wehnert
Ferdinandstr. 36, 20095 Hamburg
E-Mail: stefanie.wehnert@pure-brands.de
Tel.: 0172/ 4159726

JØRGEN KRUUSE A/S
Allan Lillebæk Nielsen
Havretoften 4, DK-5550 Langeskov
E-Mail: allan.nielsen@kruise.com
Tel.: 0151/ 5801 3669