





Datum: 2014-09-04 V.1/Rev.C Seite 1/1	PRODUKT - DATENBLATT PE-Einmal-Schürzen Karl Beese (GmbH & Co. KG)	REF 3591, 3592, 3687, 3688, 3690 – 3694, 3698 PE-EINMAL- SCHÜRZEN_DAT1.DOC
---	--	---

Artikel	PE-Einmal-Schürzen				
Varianten	Art.-Nr. (REF)	Abmaße (mm)	Farbe	St./UVP	St./VE
	3591	750 x 1400 x 0,04	hellblau	50	500
	3592 ¹⁾	750 x 1650 x 0,04	hellblau	50	500
	3687	810 x 1250 x 0,02	weiß	50 (geblockt)	500
	3688	810 x 1400 x 0,02	weiß	50 (geblockt)	500
	3690	810 x 1250 x 0,02	weiß	100	1000
	3691	810 x 1400 x 0,02	weiß	100	1000
	3692	810 x 1600 x 0,02	weiß	100	1000
	3693	810 x 1700 x 0,02	weiß	100	1000
	3694	810 x 1600 x 0,02	weiß	50 (geblockt)	500
	3698 ¹⁾	110 x 170	weiß	50	500
	¹⁾ auf Anfrage				
Produktbeschreibung	PE-Schürzen zum Einmalgebrauch				
Ausgangsmaterial	LDPE (Low Density Polyethylene – Polyethylen niedriger Dichte)				
Erste Verpackung	Polybeutel				
Versandkarton	Wellpappe				
Lagerungs- und Transporthinweise	Bei Raumtemperatur lagern, vor Hitze und Sonneneinstrahlung sowie Nässe schützen				

Zweckbestimmung	Einmalprodukt zum Schutz der Kleidung vor Verschmutzung. Nicht mit Chemikalien, Öl und Fett in Verbindung bringen
Klassifizierung nach Richtl. 93/42/EWG	Klasse I
Resultate der Risikobeurteilung und klinischen Bewertung	Kein erhöhtes Risiko erkennbar für Anwender und Patient, wenn das Produkt wie vorgesehen angewendet wird
Code nach UMDNS	Schürze (15-553)
Konformitätserklärung nach Richtlinie 93/42/EWG	Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 93/42/EWG liegt vor, die Produkte sind in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und werden mit CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht

Hinweise	Weitere Informationen über das Sortiment entnehmen Sie bitte der Produktübersicht. Änderungen vorbehalten
-----------------	---

Karl Beese (GmbH & Co. KG)	
 i.A. Dipl.-Ing. Katy Fischer - Qualitätswesen und Produktentwicklung -	 i.A. Dipl.-Biol. Dietmar Geisthardt - Leiter Produktentwicklung -