

Verbesserung der Naht-Konstruktion an der Schulter bei Sentinex® PRO SMMS OP-Mänteln & Sentinex® SMART SMMS OP-Mänteln

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

mit unserer Expertise als ein führender Anbieter von innovativen sowie qualitativ hochwertigen Medizin- und Hygieneprodukten sehen wir uns in der Verantwortung, unser Sortiment kontinuierlich hinsichtlich der Kundenwünsche und technischen Innovationen weiter zu entwickeln.

Wir möchten Sie über eine bevorstehende Anpassung bei unseren **Sentinex® PRO SMMS OP-Mäntel, sowie Sentinex® SMART SMMS Mäntel** informieren.

Bisher wurden **die Nähte an der Schulter** durch Ultraschallschweißen der Außenseiten der beiden Materialteile, Körper und Ärmel, verbunden. In Zukunft wird die Innenseite des Materials des Körperteils mit der Außenseite des Ärmelmaterials verschweißt. Die Änderung der Richtung, in der die Materialien miteinander verbunden sind, gewährleistet eine **bessere Reißfestigkeit**.

Materialqualität, Design und technische Leistung der Sentinex® OP-Mäntel bleiben unverändert.

Die ersten Chargen mit verbesserter Naht werden in den nächsten Wochen sukzessive in den Markt einfließen.

Für detaillierte Informationen, eine persönliche Beratung oder eine Musterbestellung stehen wir Ihnen jederzeit über unseren Außendienst zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, Sie mit weiteren innovativen Lösungen zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG