



NOBAKARP® -Comfort

REF 901170

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Hochwertige, rundverschweißte, Einmalpatientendecke (700g) aus dunkelblauem Vliesstoff mit Polyesterwattkern für Erste Hilfe und Patiententransport. Sie ist besonders geeignet bei längeren Transporten. Die Patientendecken sind 110 x 190cm groß und einzeln hygienisch verpackt.

Zusammensetzung

Polypropylen, Polyester

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAKARP® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PA/PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole

