

Emmi-40 HC Plus



Technische Daten Emmi-40 HC Plus

Beschreibung:

Ultraschallreiniger 4,5 L mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse, Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn, Heizung und Ultraschall-Leistungsregler.

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 380 x 190 x 260 mm
Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 150 x 100 mm
Korb-Innen (L x B x H): 270 x 130 x 75 mm
Korb-Maschenweite (Ø): 6 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 4,5 Liter
Arbeitsfüllmenge: 4,0 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32

Ablaufhahn: Ja

Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb

Heizung: 30-80 °C

Ultraschall-Leistungsregler: 40 / 60 / 80 / 100 %

Technische Daten:

Schwingensystem: 4 PZT-Breitstrahl-Schwingensystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwellen
Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt
Heizleistung: 200 Watt
Netzspannung: 50 / 60 Hz
Netzanschluss: 220 - 240 V



1. Edelstahl-Deckel
2. Edelstahl-Korb
3. Edelstahl-Wanne
4. Netzkabel
5. Zeitregler
6. AN/AUS
7. Stufen-Ultraschall-Leistungsregler
(Emmi-20HC+, Emmi-30HC+,
Emmi-40HC+, Emmi-60HC+)
8. Temperaturregler
9. Ablaufhahn
(Emmi-30HC+, Emmi-40HC+,
Emmi-60HC+)