



Hämatokrit Kapillaren zur SERVOspin HKT Zentrifuge

Qualitätsprodukt aus Laborglas mit feuerpolierten Enden.

Einfacher Verschluss mit Hämatokrit Wachsplatten (z. B. Ref.: A1 0303).

Geringe Konizität, passend für SERVOspin Mikro Hämatokrit Zentrifuge.

L...

Beschreibung zu Hämatokrit Kapillaren zur SERVOspin HKT Zentrifuge

Qualitätsprodukt aus Laborglas mit feuerpolierten Enden.

Einfacher Verschluss mit Hämatokrit Wachsplatten (z. B. Ref.: A1 0303).

Geringe Konizität, passend für SERVOspin Mikro Hämatokrit Zentrifuge.

Lieferung im Röhrchen zu je 100 Stück. Länge: 40 mm

Volumen: ca. 20 µl

Type	VE	REF
blau	100 Stück	H7 812