



RUDAMED[®]-sensitive

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Der weiße Wundschnellverband aus einem quer elastischen Vliesstoff ist mit einem hypoallergenen Polyacrylatkleber versehen. Deshalb ist der Verband für besonders empfindliche Haut geeignet. Der Artikel ist verpackt in einer praktischen Spenderpackung mit Entnahmeschlitz.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polyester und Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDAMED[®]-sensitive ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei, vor Sonneneinstrahlung schützen

