



KRUUSE SafeVet® Verband

Neue Produkteinführung, 2025



Hintergrundinformationen



Wie können Sie ohne Messgerät oder Anzeigen erkennen, wann Sie die Grenze von 50 % Dehnung erreicht oder – im schlimmsten Fall – überschritten haben?

- Tierärzte arbeiten täglich mit Bandagen – aber selbst erfahrene Hände sind einem stillen Risiko ausgesetzt: Überkompression. Ohne klare Rückmeldung zur Dehnung besteht die reale Gefahr von Stauungen und Druckverletzungen.
- Aus diesem Grund haben wir **KRUUSE SafeVet® Bandage** entwickelt



kruise.com

**„Klinische
Best Practices
empfehlen
Anlegen von
Bandagen mit einer
Dehnbarkeit von
maximal 50 %, um
das Risiko von
Gefäßstauungen
und druckbedingten
Verletzungen zu
verringern.**

— Dr. Luis Tello

Produktinnovation



■ WAS IST DAS?

Verband mit einfacher Kontrolle der Dehnbarkeit. **Jedes Mal.**

Der KRUUSE SafeVet® Verband verfügt über ein **unverwechselbares, geschütztes Designmuster**, das auch **die tatsächliche Dehnung sichtbar** macht. Beim Anlegen des Verbandes sollte die Dehnung maximal 50 % betragen, um
, um das Risiko einer Stauung zu verringern.



Entwickelt in Zusammenarbeit mit rän

KRUUSE

Christian Drews Stenkilde vom Birkerød Tierkrankenhaus, das zur Vetgruppen gehört, hat eine wichtige Rolle bei der Überprüfung und Genehmigung des Konzepts gespielt.

Er und sein Team gehörten zu den **Ersten, die die mit herkömmlichen Bandagen verbundenen Risiken erkannt haben**, insbesondere das Fehlen einer Dehnungsanzeige, was zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann. „**Wir hatten kürzlich einen Fall**, in dem ein Verband von einem anderen Tierarzt zu straff angelegt wurde, **was zu erheblichen Folgeverletzungen führte**. Daher **ist dies ein äußerst relevantes Produkt**“, sagt Drews.

Auch **die Tierklinik Birkerød** hat das neue Konzept getestet und fand es äußerst nützlich, was einer der Hauptgründe dafür war, dass sie **sich entschlossen hat, an der Produkteinführung teilzunehmen**.



kruuse.com



Christian Drews Stenkilde, DVM, Klinikleiter am Birkerød Tierkrankenhaus und Mitglied der Vetgruppen



Von Fachleuten anerkannt



„Mir gefällt das Konzept und die zusätzliche Messfunktion. Der quadratische Aufdruck bietet ein gutes Messsystem für die Dehnbarkeit (und indirekt für die Spannung über dem Gliedmaß des Patienten).“

Die Idee ist ziemlich einfach, aber genial, basierend auf der Deformität. Auch hier ist es eine großartige Idee, um „Mega-Pfoten“ zu vermeiden und Sicherheit bei der täglichen Behandlung unserer Patienten zu gewährleisten.“

— **Dr. Luis Tello**, Notfalltierarzt Olympia Pet Emergency Hospital, USA

kruuse.com



Dr. Luis Tello Tierarzt | Autor | Internationaler Referent

Dr. Tello ist ein weltweit anerkannter Tierarzt, der sich auf Notfallmedizin und Innere Medizin für Kleintiere spezialisiert hat. Er hat Tierkliniken geleitet, drei Bücher über Traumaversorgung verfasst und Vorträge in über 49 Ländern gehalten. Zu seinen Fachgebieten zählen Traumata, Sepsis, CPR und Intensivmedizin.

Warum sollten Sie sich für KRUUSE SafeVet® Bandage?




Positionieren Sie sich als der Distributor für Innovation und Zuverlässigkeit in der Wundversorgung:

- ✓ Einfach anzuwenden und zu erklären
- ✓ Visuelle Anleitung zur empfohlenen Verwendung
- ✓ Entwickelt zur Förderung des Tierschutzes und der Effizienz in der Klinik
- ✓ Ausstellungsfertig in 3 leuchtenden
- ✓ Farben Erhältlich in 3 Größen
- ✓ Kosteneffizientes, innovatives Design
- ✓ Vermeidet die unsichtbare Gefahr von Stauungen im Praxisalltag

■ *„Der quadratische Aufdruck bietet ein klares Messsystem für Dehnung und Druck. Einfach, aber genial.“*

— **Dr. Luis Tello**, Notfalltierarzt Olympia Pet Emergency Hospital, USA



Warum

KRUUSE SafeVet® Bandage?



- **✓ Einfach anzuwenden und zu erklären**

Wird wie andere Bandagen angelegt – der einziger Unterschied ist die einfache Handhabung zur Dehnungskontrolle

- ✓ Visuelle Anleitung zur empfohlenen Verwendung**

Das Designmuster zeigt an, wann das Anlegen des Bandages beendet werden kann.

- ✓ Entwickelt zur Förderung des Tierschutzes und der Effizienz in der**

Klinik *Gewährleistet eine konsistente und einheitliche Durchführung der Verfahren, was für die Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist*

- ✓ Kosteneffizientes, innovatives Design**

Optimiert Prozesse durch die Darstellung spezifischer Schritte, spart Zeit und Ressourcen

- ✓ Vermeidet die unsichtbare Gefahr von Stillstand in der**

täglichen Praxis *Bietet klare und detaillierte Anweisungen, wodurch Unklarheiten und potenzielle Fehler reduziert werden*

Wenn
SICHERHEIT
SICHTBAR wird,
werden Risiken
VERMEIDBAR

Visuelle Sicherheit





- Mit seinem **geschützten quadratischen Muster** *macht* das KRUUSE SafeVet®-Verbandmaterial *den richtigen Dehnungsgrad sichtbar* und hilft Ihnen so, bei jeder Wicklung einen sicheren, gleichmäßigen Druck auszuüben.



Up to 50%
stretch



Risk of
stasis



Slider-Animation



Visuelle Anleitung
zur empfohlenen
Verwendung

Erklärvideo



KRUUSE SafeVet®
BANDAGE
with stretch indicator



Einfach
anzuwenden
und zu
erklären

Wartezimmer-Video



Bandaging at home

Don't worry about overly tightening the bandage.
Easy stretch level control.
Every time.



Sicher und zuverlässig
für den Tierhalter

KRUUSE SafeVet® Bandage – Verpackung



10 Stück
Standardverpackung
wie andere
Bandagen

Produktbeschreibung, Maße

The KRUUSE SafeVet® Bandage features a distinctive patterned design pattern that visualizes the actual stretch level. The visual cue functions as an early warning indication, to reduce the risk of stasis. Bandages should be applied with maximum 50% stretch to avoid the risk of stasis.

KRUUSE SafeVet® Bandage – for safe and gentle treatment



Up to 50% stretch



Risk of stasis



Scan QR code and see how-to video about KRUUSE SafeVet® Bandage

Charge, Haltbarkeit, Barcode und Sicherheitspiktogramme

06.2025
10062025
06.2028

Made in China
For veterinary use only

5703188 356086

Design Protected No. 015080152

JØRGEN KRUUSE A/S, Havretøften 4, 5550 Langeskov, Denmark

kruuse.com

Contains or presence of natural rubber latex

Consult electronic instructions for use

Do not re-use

Keep dry

Temperature limit 10°C

Keep away from sunlight

Der Grüne Punkt

Klare Angabe der Verbandgröße

Cat. No	Size
160718	5 cm x 4.5 m / 2" x 14.8 ft
160719	7.5 cm x 4.5 m / 3" x 14.8 ft
160720	10 cm x 4.5 m / 3.9" x 14.8 ft

Produktbild und Musteranzeige



Up to 50% stretch

Schublade Öffnen

QR-Code → Gebrauchsanweisung

KRUUSE SafeVet® Verband – Verpackung





**KRUUSE SafeVet®
BANDAGE**
with stretch indicator

The KRUUSE SafeVet® Bandage features a distinctive protected design pattern, that visualizes the actual stretch level. The visual cue functions as an early warning indication, to reduce the risk of stasis. Bandages should be applied with maximum 50% stretch to avoid the risk of stasis.

KRUUSE SafeVet® Bandage – for safe and gentle treatment



10°C 35°C

Made in China · For veterinary use only

**Up to 50% stretch**

**Risk of stasis**




5703188356048

5 cm x 4.5 m
2" x 14.8 ft
160718

 JORGEN KRUUSE A/S, Havretoften 4, 5550 Langeskov, Denmark

kruuse.com

Verpackungsbeispiel: Beutel



**KRUUSE SafeVet®
BANDAGE**
with stretch indicator

Sales Unit:
Qty: 10/pk
Barcode: 5703188356086
Gross weight: 0.30 kg

Master:
Qty: 15 x 10/pk
Gross weight: 5.28 kg



Made in China
For veterinary use only


5703188356086



15 x 10/pk
Mix of 3 colors
75 cm x 4.5 m
3" x 14.8 ft
160719

 JORGEN KRUUSE A/S, Havretoften 4, 5550 Langeskov, Denmark

kruuse.com



**KRUUSE SafeVet®
BANDAGE**
with stretch indicator

Sales Unit:
Qty: 10/pk
Barcode: 5703188356086
Gross weight: 0.30 kg

Master:
Qty: 15 x 10/pk
Gross weight: 5.28 kg

Made in China
For veterinary use only

15 x 10/pk
Mix of 3 colors
75 cm x 4.5 m
3" x 14.8 ft
160719

kruuse.com

Verpackungsbeispiel:
Umverpackung

Produkteinführung

KRUUSE SafeVet® Bandage



Vorbestellungsstart: JETZT



Markteinführung: 1. Oktober 2025



Marketingunterstützung



- Umfangreiches Marketingmaterial
- Zur Unterstützung Ihres Vertriebs verfügbar
- Zielgruppe:
 - Tierkliniken und Tierarztpraxen



OCTOBER 2025 KRUUSE SafeVet® Bandage Campaign

ASSETS DOWNLOAD CHART

Enclosed links contain zipped files for use in your marketing activities of KRUUSE SafeVet® Bandage. Please read below "IMPORTANT" section prior to use.

KRUUSE SafeVet® Bandage

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ➤ Brochure / XX MB | ➤ Poster / XXMB |
| ➤ A5 Flyer / XXMB | ➤ Roll-up / XXMB |
| ➤ Ads / XXMB | ➤ Web banners / XX MB |
| ➤ Newsletters / XXMB | ➤ Stretch element animation / XX MB |
| ➤ Wound brochure / XXMB | ➤ Social media / XX MB |
| ➤ Images - product / XX MB | ➤ Leaflet for Pet Owner / XXMB |
| ➤ Images - key visuals / XX MB | ➤ Video Waiting room |
| ➤ Images - lifestyle / XX MB | ➤ Video Product |



IMPORTANT

Upon receipt of this document with links for downloading KRUUSE catalogue and marketing asset files, I agree only to use the downloaded pictures when marketing KRUUSE products and the KRUUSE brand. If I am a distributor of KRUUSE products, I can freely use product packshots without further approval. I can only use lifestyle images (named ss_... or gi_...) in combination with the KRUUSE catalogue and marketing assets.



High-quality adhesive flex bandage

Easy to apply and allows consistent and even application

KRUUSE SafeVet® Bandage

Visual stretch indicator
helps ensure appropriate tension every time
reduces risk of stasis
Early warning built into the pattern
allows for consistent compression for treatment
and recovery
Confidence across staff
Performs reliably no matter who applies it
Bandage comes in 3 different sizes
displays with a mix of 3 colours.



DESIGNED
IN
DENMARK

Up to 50%
stretch



Risk of
stasis



Interested
in more
information?



Dr. Luis Tello
ER Veterinarian Olympia Pet
Emergency Hospital, 4441
Pacific Ave SE, Lacey WA
98503, USA

kruise.com

One-Pager für den Verkauf



High-quality cohesive flex bandage with visual guidance

Why choose KRUUSE SafeVet® Bandage?

The KRUUSE SafeVet® Bandage features a distinctive protected design pattern, that visualises the actual stretch level. The visual cue functions as an early warning indication, to reduce the risk of stasis.

The bandages come in 3 different sizes and in displays with a mix of 3 colours.

When safety becomes visible, risk becomes preventable

- **Easy to apply and explain**
To be applied using same procedure as other types of bandages - but with easy navigation for stretch control
- **Visually guides recommended use**
The design pattern indicates when to stop tightening the bandage
- **Designed to support animal welfare and clinic efficiency**
Enables that procedures are carried out consistently and uniformly, which is crucial for reproducibility and reliability
- **Cost-efficient, innovative design**
Streamlines processes by saving time and resources
- **Avoids the invisible danger of stasis in everyday practice**
Provides clear and detailed instructions, reducing ambiguity and potential errors

Up to 50% stretch

Risk of stasis

The square doesn't lie
The design pattern indicates when to stop tightening the bandage. If the square is evenly on all sides, you're good to go, but when the square is getting longer on top-bottom sides it appears too tight for the patient.

DESIGNED IN DENMARK

Product details:
Printing: 1-Color Print
Shelf life: 3 years
Produced in: China
Design Protected: No. 015080152-0002
In stock: October 2025

Developed for small animal practices.

KRUUSE SafeVet® Bandage

Cat. No	Size	Package	Master box	Master box size	HS/Commodity code	Barcode (Sales display)
160718	5 cm x 4.5 m / 2" x 14.8 ft	10/pk Mix of 3 colours	18 sales displays per master box	Width: 330 mm Depth: 410 mm Height: 390 mm Weight: 4.31 kg	30059010	5 703188 556079
160719	7.5 cm x 4.5 m / 3" x 14.8 ft	10/pk Mix of 3 colours	15 sales displays per master box	Width: 330 mm Depth: 445 mm Height: 420 mm Weight: 5.28 kg	30059010	5 703188 556086
160720	10 cm x 4.5 m / 3.9" x 14.8 ft	10/pk Mix of 3 colours	12 sales displays per master box	Width: 330 mm Depth: 460 mm Height: 420 mm Weight: 4.99 kg	30059010	5 703188 556093

"The square printing gives a clear measuring system for stretch and pressure. Simple, but ingenious."
Dr. Luis Tello, ER Veterinarian Olympia Pet Emergency Hospital

Tension you can't see - complications you don't want
Overly tight bandages can restrict circulation and lead to serious complications like swelling, pressure necrosis, or even tissue damage. Clinical best practices emphasize even, controlled tension and regular monitoring to ensure safe and effective bandaging.

Source: MSD Veterinary Manual "Wound Bandages and Dressings for Small Animals" (2023) and KNOX, Diagnostic Insights, "The Bandaging Complications You Should Know About" (2023)

See instructions for use
KRUUSE SafeVet® Bandage

Digital oder als A4-Ausdruck verfügbar
zum einfachen Verteilen

KRUUSE SafeVet® Bandage

– Zusammenfassung



KRUUSE	
Artikelnummer	Produktname
160718	KRUUSE SafeVet Flex Bandage, 5 cm x 4,5 m, 3 Farben gemischt, 10er-Pack
160719	KRUUSE SafeVet Flex Bandage, 7,5 cm x 4,5 m, 3 Farben gemischt, 10/Pkg.
160720	KRUUSE SafeVet Flex Bandage, 10 cm x 4,5 m, 3 Farben gemischt, 10/Packung

- Markteinführung: 1. Oktober.
- Einfach anzulegen
- Sichere und schonende Behandlung – Verringert das Risiko von Stauungen
- Einzigartiges Design, geschütztes Muster
- Von Fachleuten als Best Practice anerkannt





Produktinnovation für mehr Sicherheit im
Klinikalltag. Das ist schonende Behandlung.

KRUUSE SafeVet® Bandage

KRUUSE SafeVet® Bandage – Positionierung



Der Preisbrecher
mit geringer
Qualität



VetDaily®

5 Artikel
3 Größen
4 Farben

Der Spaßvogel



Fun-Flex
21 Artikel
3 Größen
Mehrere Farben
Mehrere Drucke

Die professionelle
Variante



Vet-Flex
20 Artikel
4
Größen
10
Farben

Einfache
Einrichtung in
großen Mengen



Kohäsive Flex-Bandage
8 Artikel
4
Größen
2
Farben

Die sichere Wahl



SafeVet® Verband
3 Artikel
3 Größen
3 Farben

KRUUSE SafeVet® Bandage – Qualität



VetDaily

Fun-Flex

Vet-Flex

**Kohäsives Flex
Bandage**

SafeVet® Bandage

Gewicht (Dicke)

20 g

35 g

35 g

35 g

30 g

Kohäsivität

20 g

20–25 g

25–30 g

25–30 g

20–25 g

Druck

Kein Druck

1-farbiger Druck

Kein Druck

Kein Druck

1-Farben-Druck

Produktionstoleranzen

Normal

Normal

Normal

Normal

Erweitert

KRUUSE SafeVet® Verband – Qualität



Fun-Flex



Vet-Flex



Kohäsives Flex
Verband



SafeVet® Bandage

Gewicht (Dicke)
Kohäsivität
Druck
Fertigungstoleranzen

35 g	35 g	35 g	30 g
20–25 g	25–30 g	25–30 g	20–25 g
1-farbiger Druck	Kein Druck	Kein Druck	1-farbiger Druck
Normal	Normal	Normal	Erweitert